第一步: 安装前的准备工作

确定使用的账户是无中文的管理员账户

使用账户查看方法:图下





如果你的账户也是纯英文 且带有管理员字样 请跳至安装部分

付费信息、家庭设置、订阅、安全设置等 管理我的 Microsoft 帐户

当使用的账户未同时具备纯英文和管理员权限时,则需要创建管理员账号

创建Administrator账户方法:图下



○ 任务管理器 文件(F) 选项(O) 查看(V) ○ 左方新任务(N) 日初 用户 详细信息 服务	件,	再左	EŦ	壹行
新任务	3% CPU	52% 内存	0% 磁盘	0% 网络
应用 (4)				^
> 「w Microsoft Office Word (32 位	0%	27.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> 🧎 Windows 资源管理器	0%	45.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> 12 任务管理器	0.3%	27.5 MB	0 MB/秒	0 Mbps
1. 同时点击Ctrl+A	∖lt	. 50.7(MB)et)	调
> 日本在全部田史	0%	0.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Adobe Genuine Software Int	0%	0.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> 📧 Adobe Genuine Software Ser	0%	0.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> 📧 Alibaba PC Safe Service (32	0%	19.9 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps
> 📧 Alipay security business servi	0%	1.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps
📧 Alipay Security Server (32 位)	0%	0.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps
F Application Frame Host	0%	11.0 MB	0 MB/秒	0 Mbps
<				>
 前略信息(0) では、 です。 です です です	俞入 权附 新 务。	、この	nd 引 建止	結束任务(E) キタ と任 ・
确定	取消		浏覧(B)	•

在 cmd 页面输入 net user administrator /active:yes 后点击 Enter 确定 图下



🔜 管理员: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [版本 10.0.18362.356] (c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权	风利。	
C:\\INDO\S\system32>net user administrato 命令成功完成。	r /active:yes	
C:\WINDOWS\system32>		

点击开始菜单 点击 Administrator 账户进入系统管理账户 图下



进入账户后 查看是否有杀毒软件 有的话先退出杀毒软件以免报错

安装所需:图下



🚵 FreeStep.exe 🛛 更新包	2018/5/30 17:06	Į.
Å Lang.mdb 语言包	2019/10/31 15:31	P
🦉 Licenza.dat 授权证书	2019/3/1 17:08	[
👩 setupfreestep.exe 安装包	2016/7/22 12:10	Į.

注:软件通行证书 Licenza 需要申请 初次安装时可能后与软件安装 licenza 不影响软件的安装

第二步: Freestep 安装		
1. 右i	击安装包 以管理员权限打开 安装	专步骤图下
setupfree p	打开(O) 以管理员身份运行(A) 兼容性疑难解答(Y) 固定到"开始"屏幕(P) 经 共享 授予访问权限(G)	
	 添加到压缩文件(A) 添加到 "setupfreestep.rar"(T) 压缩并 E-mail 压缩到 "setupfreestep.rar" 并 E-mail 进 λ 软件安装页面 占击 next 图下 	
freeStep (USE 2) FOR		va vite
Single Provide	<page-header></page-header>	
		1905 Windows HEF GB CORRE Workson,

接受软件协议 图下





确定软件安装位置是在 Administrator 目录下 图下

Setup - FreeSTEP X
Select Destination Location Where should FreeSTEP be installed?
Setup will install FreeSTEP into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Users\Administrator\FreeSTEP Browse
At least 79.6 MB of free disk space is required.
< Back Next > Cancel
上上 因子

点击 next 图下



Setup - FreeSTEP	x
Select Components Which components should be installed?	
Select the components you want to install; clear the component install. Click Next when you are ready to continue.	ts you do not want to
Full Installation	-
 Software Manuals Sample Patient Tools Helpdesk Program XVid Video Codec Compressor Ram disk Utility Drivers OuickUsb driver 	7.1 MB 27.3 MB 15.3 MB 2.6 MB 10.3 MB 2.4 MB 7.6 MB 3.8 MB
Current selection requires at least 129.1 MB of disk space.	
< Back	Next > Cancel

勾选创建快捷方式与桌面图标 图下

Setup - FreeSTEP X
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing FreeSTEP, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
Create a Quick Launch icon
< Back Next > Cancel

忽略QuickUSB 安装 图下



Se	tup - Free	STEP ×
1	Installing Please v	upit while Satup installs FreeSTED on your computer
		C:\Users\Administrator\FreeSTEP\DriversQuickUSB\ An error occurred while trying to rename a file in the destination directory: MoveFile failed; code 183. 当文件已存在时,无法创建该文件。. Click Retry to try again, Ignore to skip this file (not recommended), or Abort to cancel installation.
		中止(A) 重试(R) 忽略(I)
		Cancel

驱动安装 详情图下

















2. 权限设置: 右击软件 进入属性



Free	打开(O)		
	打开文件所在的位置(I)		
	通过QQ发送到		
	9 强力卸载		
•)以管理员身份运行(A)		
	扫描病毒(电脑管家)		
	文件粉碎(电脑管家)	>	
	兼容性疑难解答(Y)		
	从"开始"屏幕取消固定(P)		
	添加到压缩文件(A)…		
	添加到 "FreeSTEP.rar"(T)		
8	压缩并 E-mail		
	压缩到 "FreeSTEP.rar" 并 E-mail		
2	> 上传到百度网盘		
	固定到任务栏(K)		
E	〉 共享		
	授予访问权限(G)	>	
	还原以前的版本(V)		
	发送到(N)	\rightarrow	
	剪切(T)		
	复制(C)		
	粘贴(P)		
	创建快捷方式(S)		
	删除(D)		
	重命名(M)		
(属性(R)		



> FreeSTEP 雇性 X	
常规 快捷方式 兼容性安全 详细信息 以前的版本	📕 FreeSTEP 的权限 🛛 🗡
对象名称: C:\Users\Public\Desktop\FreeSTEP.lnk	安全
组或用户名(G):	对象名称: C:\Users\Public\Desktop\FreeSTEP.Ink
SYSTEM	
Frankie YIN (riji.yin@gmail.com)	组或用户名(G):
Administrator (DESKTOP-O6ODQ2K\Administrator)	SYSTEM
& Administrators (DESKTOP-060DQ2K\Administrators)	Frankie YIN (riji.yin@gmail.com)
SE INTERACTIVE	3 & Administrator (DESKTOP-O6ODQ2K\Administrator)
要更改权限, 请单击"编辑"。 2 ・	Madministrators (DESKTOP-O6ODQ2K\Administrators) MITERACTIVE 每个账户的权限都要给
	添加(D) 删除(R)
	Administrator 的权限(P)
	完全控制 🔽 🗋 🔺
	修改 🛛 🗌
	读取和执行
1999×1XPR	
有关特殊权限或高级设置,请单击"高级"。 高级(V)	
l	6 (确定) 取消 5 (应用(A)
确定 取消 应用(A)	

3. 安装包与语言包的替换

右击软件 打开入文件夹所在位置









双击打开软件,将序列号与安装代码复制下来发于厂家技术人员换取激活码







		The State of State		1	1.
		Language			
Ful language	English French S	Spanish Spanish	German Portugues	Romanian	
Polacco	Greek Arabo I	Russia	ngherese Koreano		
	FreeStep		×		
sackup path	[1	2	
Outlook Express MS Outlook	Restart the pro	ogram to make the chan 白炉化后生动	ges effective	3	
Outlook Express M5 Outlook Local path	Restart the pro	ogram to make the chan 启软件后生效	ges effective	2 De gasth	
Outlook Express OMS Outlook Cocal path Other	Restart the pro	ogram to make the chan 启软件后生效 [ges effective	≆ ppath	
Outlook Express MS Outlook Local path flp path Web Service	Connection string	ogram to make the chan 自软件后生效 [ges effective	2 p path	
Outlook Express MS Outlook Local path the path Web Service Cloud Insole	Connection string	ogram to make the chan 自软件后生效	ges effective	2 p path	
Outlook Express MS Outlook Local path ftp path Web Service Cloud Insole	Connection string User Name	ogram to make the chan 自软件后生效 Passwo Order P	ges effective	2 p path	

第三步:压力板的调试

压力板平放地面后(地面无起伏与坑洼),连接压力板与电脑





1.打开软件设置:设置→应用设置→硬件设置 根据对应压力板选定模块
 以FM60*50的压力板为例,压力板选定 Max 50x60 模块选项为1
 压力板为120x50时,模块选项为2
 压力板为180x50时,模块选项为3
 压力板为300x50时,模块选项为5
 选定完成,点击应用 步骤图下↓



□心数据	1 常规:	2世	参数选择	软件	设置	硬件设置		摄像机		\$6 ∮
压力板	Max 50x60		~	打印地址	~	□ 转发器	[5004	Mit	:
界面	USB 🗸	2 模块	1	通讯口	3 ~	□ 反转连排	£ Γ	2	\sim	
IP服务器	192.168.10).50 TPC/IP口	2000				L	2		
跑步机			~	TM ·	长度 x 10 (mm)		0]	测试	4
界面	~	/ 模块	1 ~	TM 1	┼数 x 10(mm)		0]		
	_			· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	.亲致(dm) .级别		17] 1		
模块 0 (1	(x)	30 🔺	模块 1 (2x)	481	-77.01 •		30			
临界值			临界值							
Ⅴ─校准		50 ×	Ⅴ─校准	50	•					
校准	5	12 -	校准	512	•					
扫描仪			~	类型	A3 ~					
旋转	0 ~			~ <u>-</u> 战略	LO-RO	╯ 引擎	引导	\sim	<u></u> ग्रीचे	4
3D扫描仪			~	路径			<u></u>		万国码	
肌电图			<u>~</u> 援	豫头	3 🗸				测试	:
							确认	取消	3 ()	•
			进入							
则试界面	面调试参数	汝	图下根据	对应的	玉力板技术	计报告选	定参数			



参数设置完成 同样先点击应用 再点击确定

回到软件主界面,输入姓名 性别 身高 体重 鞋码等必须数据测试调试后的压力板 图下



20.08.25.12.1					1.1.4
Bar and the					
	ente 2 (1988) ente en	8488 (44, 44	-	(624)	-
MARRIN 1	47			ue .	-
		10 (Annah	
		11			
	•• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			*	
				u .	
	MARKAN MARKAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	5 m 5			
	日期時代为日/月/年			m	
-					
	83				
	Sie Contraction of the Contracti		(m) (m)		
		The second se	Lanuar Law Lond and		
		and a second sec	CANAL AND AN AND AN	(
			trace of the	(al 4)	
	-		teres in the second	() ak (()	
			1999-19 10 10 10 10	•] a8] #•]	
	-			(
142 142	40 50			(x8) 49	
142 1423 1423	46 81			• 48 49	
192 1933 1935 1937 1937 1937	#8		and a second	ra	

创建新档案后,点击静态测试 静态测试时 人应面向 logo



倒置图像解决:设置→软件设置→静态分析→旋转



